

Instellingen Notificatiemeldingen

het is van belang dat je meldingsstijl hebt staan op **Blijvend** (i.p.v. Tijdelijk). Het is belangrijk dat dit op **Blijvend** staat, anders komen er geen notificaties en lijkt de reanimatieoproep op een sms. Zie hieronder het stappenplan om dit goed te zetten.




Stappenplan:

1. Ga naar de (algemene) instellingen van je telefoon.

2. Scroll naar beneden en klik op AED Alert (zie groene kader)

3. Ga naar berichtgeving (zie groene kader)

4. Zorg ervoor dat je bij meldingen '**Blijvend**' selecteert (zie groene kader)



Nu is de HartveiligWonen App zo ingesteld dat hij goed alarmeert met de juiste meldingsstijl!